

Phonak ComPilot

1台2役の補聴器アクセサリ

テレビの音声や携帯電話での通話の時にフォナック コムパイロットを使い直接補聴器で聞き取る事ができます。

さらに、音量の調節もフォナック コムパイロットでできます。

フォナック コムパイロット1台で、音声の伝達もリモコン機能も行えます。



フォナック コムパイロット

31,500円
(税込み)

- ・フォナック補聴器に音声を伝達
- ・音量を手元で調節
- ・プログラムを切替
- ・充電式で経済的
- ・2種類の長さのネックループ付属

みんなと観ている時も自分にあった音量でテレビを楽しめるんです。*



※ 別売りのテレビリンクをご利用ください

苦手だった補聴器の操作が、スムーズにできるようになりました。



聞き取りづらかった携帯電話での会話が、聞きやすくなりました。



テレビを観るときに便利です



フォナック テレビリンク 10,500円 (税込み)

テレビの音声をコムパイロットに送信
(Bluetooth)

上下に7ステップずつ、音量調整可能 (±14 dB)

簡単ペアリング作業

ACアダプター、オーディオコード付属



お持ち帰りいただきすぐ使える

コムパイロット テレビパッケージ 42,000円 (税込み)

コムパイロットとテレビリンクのペアリング不要
(出荷時にペアリング設定済み)


快適なテレビ視聴の必須アイテム

【テレビリンク使用時の注意】


●テレビリンクはあらかじめコムパイロットとペアリングされている必要があります ●テレビの音声は付属のオーディオケーブルをテレビリンクに接続して音声送信します ●音声はステレオ信号です ●テレビの種類によっては音声レベルが小さいこともあります。テレビの仕様書をご確認いただき、音声レベルを適切な大きさにして入力してください

接続の仕方あれこれ


テレビ視聴の場合（テレビリンク使用時）



テレビ視聴の場合（有線の場合）



携帯電話での通話の場合



フォナック コムパイロット 仕様

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| 本体外寸 | タテ：7.2 × ヨコ：4.9 × 厚み：1.4 (cm) | |
| 重さ | 4.6g | |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 | |
| 最大到達距離とクラス | 10m (Class 2) | |
| 対応プロファイル | A2DP / HSP / HFP / AVRCP / PBAP | |
| 最大ペアリング数 | 8台 | |
| 使用電池 | リチウムポリマー | |
| 充電時間 | 約1時間30分（以内） | |
| 使用可能時間 | 待機時間 | ： 約48時間 |
| | Bluetooth | ： 約8時間 |
| | 3.5mmミニプラグ入力 | ： 約10時間 |
| | FM受信機入力 | ： 約9時間 |
| | リモコンのみの使用 | ： 約2ヶ月 |